



Desinfeksjon - Kjemisk desinfeksjon

D07373

Utgave:
5.01

Gjelder fra:
27.08.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Hindre smittespredning via utstyr og eller overflater.

Omfatter utstyr som ikke tåler eller er for stort til å kjøres i dekontaminator.

Ansvar/målgruppe

Leder og den enkelte ansatt.

Handling

Krav

Desinfeksjonsmidlet skal være godkjent av Statens legemiddelverk, og oppbevares i låsbart skap.

Be leverandør beskrive hvordan utstyr skal desinfiseres før innkjøp av nytt utstyr. Unngå innkjøp av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres eller desinfiseres med midler godkjent av Statens legemiddelverk.

Fremgangsmåte

- Ulike desinfeksjonsmidler har ulikt virkeområde.
- Følg brukerveiledningen for utblanding av desinfeksjonsmiddelet.
- Bruk anbefalt beskyttelsesutstyr i forbindelse med utblandingen.
- Blandes ut på originalflasken, aldri på sprayflasker.
- Sett på dato for når kjemien (desinfeksjonsmiddelet) blir blandet ut.
- Sjekk holdbarhetsdato hvis det er en ferdig løsning.
- Enkelte desinfeksjonsmidler kan påvirke materialer som metall, gummi, plast, m m .
- Enkelte desinfeksjonsmidler kan også gi misfarging på tøy.

Etter endt virketid

- Ta opp gjenstanden og skyll bort desinfeksjonsmidlet.
- Vask evt. med såpe og vann.
- Lufttørke eller tørke med rent papir/tekstil.

Referanser

[EX.01.02-01](#)
[EX.01.02-02](#)
[EX.01.02-03](#)
[EX.01.02-05](#)
[EX.01.13-10](#)
[EX.01.13-11](#)
[Basale smittevernrutiner](#)
[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)
[Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker](#)
[Beskyttelsesutstyr: frakk, munnbind, åndedrettsvern, sko \(rombundet\)](#)
[Desinfeksjon - Virkon. Plakat blandingsprosedyre](#)
[Desinfeksjon - PeraSafe. Plakat blandingsprosedyre.](#)