



Desinfeksjon / renhold av pasientnært rullende utstyr

D32875

 Utgave:
4.02

 Gjelder fra:
13.03.2025

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Å hindre smitteoverføring fra urent materiell til pasienter, personale og miljø. Dette omfatter rullende utstyr med direkte / indirekte kontakt med pasienter eller infisert materiale.

Ansvar/Målgruppe

Alle som håndterer rullende materiell.

Handling

Utstyr skal alltid rengjøres og desinfiseres mellom hver pasient eller settes på lager. Synlig tilgriset utstyr rengjøres alltid før desinfeksjon.

Renhold innebærer; Fuktig klut med mildt såpevann	V=Virkon, P=Perasafe, S=75 % sprit NB! Sprit kan bare benyttes på tørre synlig rene flater. Tabell kjemiske desinfeksjonsmidler
---	--

Utstyr	Renhold	Kjemisk desinfeksjon	Kommentar
I.v. stativ	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Nattbord	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Gåstol, trillebord o.l.	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Skjerm Brett Forheng	Daglig	V, P, el. S på selve stativet.	Forheng i stoff eller skjerm Brett med stoff; skiftes ved synlig søl/flekker. Alltid ved dråpe/luft smitte. Engangstrekk eller engangs forheng; Skiftes minst x1 pr år. Kan henge ved bruk av desinfeksjonsrobot og ved kontaktsmitte når de er synlig rene, skiftes ved synlig søl/flekker.
Rullestol	Daglig, spesielt viktig på berøringspunkter	V, P, el. S	Det må lages et system som sikrer renholdet. Rengjøres mellom hver pasient.
Dostol	Daglig	Smitte eller synlig søl: V el. P	Tilstrebe at dostolen er pasientbundet, alltid ved C difficile
Medisintralle/ Journaltralle	Tørk av overflaten på medisintrallen	S	Ved synlig søl brukes såpe og vann i forkant av desinfeksjonen. En gang pr mnd.:

	etter hver medisinrunde.		<ul style="list-style-type: none"> • Vask utsiden av trallen med rengjøringsmiddel, tørk over med overflatesprit. • Vask skuffer/og plaskbokser med utstyr. • Sjekk holdbarhetsdato på medisiner og utstyr i trallen.
Pasientseng	Ukentlig og ved synlig forurensning	Smitte: V el. P	Se egen prosedyre

[EX.01.13-09](#)

[EX.01.13-10](#)

[EX.01.13-11](#)

[Desinfeksjon - tabell for kjemiske desinfeksjonsmidler](#)

[Desinfeksjon - Virkon. Plakat blandingsprosedyre](#)

[Desinfeksjon - PeraSafe. Plakat blandingsprosedyre.](#)