


Legemidler - Blandekort, Dantrolennatrium, Dantrolen

D48646

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
20.11.2024

Side 1 av 1

ANTIDOT

DANTROLENNATRIUM

 Agilus, Dantrium (*uregistrert*)

Styrke	Stamløsning og videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
M03C A01				
<p><u>Dantrium:</u> 20 mg injeksjons-substans/tørrstoff</p> <p>Hetteglass</p>	<p><u>Begge:</u> Løses i sterilt vann til injeksjon*</p> <p>Skal ikke fortynnes videre</p> <p>Rist til klar oppløsning</p> <p><u>Dantrium:</u> Hvert hetteglass løses i 60 ml sterilt vann</p> <p>Rist til klar løsning, kan ta opptil 4-5 min**</p>	<p>Akutt malign hypertermi:</p> <p><u>IV bolus:</u> Gis i sentral vene eller stor perifer vene</p> <p>Gis så raskt som mulig. (1 mg/kg/min)***</p> <p>Dosering og bruk av dantrolen ved malign hypertermi: Følg prosedyre i Kvalitetsportalen.</p> <p>Initialdose: 2,5 mg/kg</p> <p>Dose skal ikke overskride 300 mg</p>	<p>Holdbarhet er inkludert brukstid</p> <p><u>Ferdig oppløsning hetteglass/sprøyte:</u> 6 timer RT</p>	<p>Vevsirriterende. Kan gi vevsskade ved ekstravasasjon, smerter ved injeksjon, tromboflebitt og utslett. Søl på hud må skylles med rikelig vann.</p> <p>* Skal ikke blandes med andre oppløsningsvæsker enn sterilt vann pga. fare for utfelling.</p> <p>**Det sterile vannet kan varmes opp til opp til 39 °C - dette vil lette oppløsningen av tørrstoffet. Utblandingen av tørrstoff (mange hgl) er svært tidkrevende, skaff hjelp. Må ikke overføres til glassbeholder pga fare for utfelling, men kan overføres til tom steril infusjonspose ved behov.</p> <p>***Administrasjonshastigheten gjelder for behandling av akutt malign hypertermi, lavere hastighet ved eventuell profylakse.</p> <p>Hvert hetteglass Dantrium inneholder 3 gram mannitol.</p>
<p><u>Agilus:</u> 120 mg injeksjons-substans/tørrstoff</p> <p>Hetteglass</p>	<p>Løsningen filtreres med medfølgende engangsfiler (ett filter per hetteglass)</p> <p>Konsentrasjon oppløsning: 0,33 mg/ml</p> <p><u>Agilus:</u> Hetteglass løses i 20 ml steril vann</p> <p>Rist til klar oppløsning (1-2 min)</p> <p>Filtrering ikke nødvendig</p> <p>Konsentrasjon oppløsning: 5,3 mg/ml</p>			

Kilder:

 Produktomtaler [Dantrium IV \(rxlist.com\)](https://www.rxlist.com) [Dantrium \(medicines.org.uk\)](https://www.medicines.org.uk) [Agilus](https://www.agilus.no)

 Giftinformasjonen [Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger \(Antidotlisten\) - Helsebiblioteket](https://www.helsebiblioteket.no)

 Prosedyre [Anestesi - Malign hypertermi \(sykehuspartner.no\)](https://www.sykehuspartner.no)

Injectable medicines administration guide, Univeristy College London Hospitals, 3. Ed.